

# EVA™

enhancer of vaginal anatomy

## LA SOLUTION POUR LE BIEN-ÊTRE INTIME DE LA FEMME !



**EVA™ : UN DISPOSITIF SÛR, EFFICACE, CONFORTABLE, NON INVASIF ET SANS ANESTHÉSIE POUR TRAITER LES TROUBLES VULVO-VAGINAUX**

Synergie de **3 technologies brevetées** dédiées à l'intimité de la femme, Eva™ agit de façon **ciblée et contrôlée** sur la **restauration vulvo-vaginale**.

**Stimulant la régénération tissulaire**, Eva™ apporte une **réponse à l'atrophie vaginale, à l'incontinence urinaire d'effort et au rajeunissement vulvaire** que rencontrent les femmes ménopausées ou en âge de procréer.

Eva™ vous permet de réaliser des **séances de courte durée, sans temps de convalescence**.

### ZOOM SUR LES 3 BREVETS D'EVA™

- **La Radio4™** (Radiofréquence Dynamique Quadripolaire) **stimule les tissus** en transformant l'énergie électromagnétique en **chaleur**.
- **La VDR™**, système de radiofréquence non ablatif, **configure 4 électrodes** permettant une énergie **focalisée sur la muqueuse**.
- **Le RSS™** : système de **traitement sécurisé** maintenant une température constante **grâce au contrôle des électrodes et des capteurs de mouvement**.

Le traitement par radiofréquence permet de **retrouver une fermeté vaginale** et des **sensations de plaisir partagé**.



Marquage médical

CE



### TRAITEMENTS REVENDIQUÉS :

#### Traitements trophiques du Syndrome génito urinaire de la ménopause :

- atrophie vulvo-vaginale
- sécheresse vulvaire
- dyspareunies
- incontinence urinaire d'effort
- prurit, brûlures et irritations vulvaires
- vaginites et cystites récidivantes
- traitement des cicatrices périnéales rétractiles



#### Traitements fonctionnels :

- amélioration de la libido par remodelage vaginal
- traitement du relâchement vaginal post partum

#### Traitements esthétiques : rajeunissement vulvo-vaginal

- correction de l'atrophie cutanée labiale et périnéale
- remodelage des grandes lèvres
- correction de l'hypertrophie modérée des petites lèvres

# EVA™

enhancer of vaginal anatomy

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES DES TECHNOLOGIES

Technologie VDR	1 MHz dynamique quadripolaire
Technologie RSS	Système à radiofréquence à commandes multiples : contrôle de la température en 4 points et du mouvement.

### CARACTÉRISTIQUES DES PIÈCES À MAIN


**4 pièces à main** : 2 pièces pour les applications internes et 2 pièces pour les applications externes.

**Stérilisables en autoclave**

**Étanches**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ecran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Haute résolution.</li><li>• Capacitif, tactile.</li><li>• Câblé, WIFI, USB.</li></ul>
Alimentation électrique	90 ÷ 240Vac 50/60Hz 100 W
Poids total	12 kg
Dimensions	450 x 467 x 490 cm
CE médical	CE 0476



PIÈCE À MAIN INTERNE



PIÈCE À MAIN EXTERNE

## LUMICOR EN BREF

**Un professionnel expérimenté** dans le secteur de la Santé et de la Médecine capable de vous guider.

Une équipe qui vous conseille en **connexion constante avec les dernières technologies.**

**Des formations gratuites** pour une prise en main optimale des technologies.

**Avec un S.A.V dédié,** Lumicor garantit réactivité et rapidité d'intervention.

Lumicor, c'est aussi **une gamme de techniques complémentaires** en constante évolution avec une multiplicité de matériel.

**En savoir plus :**  
[www.eva-rfgyneco.com](http://www.eva-rfgyneco.com)



©VCOMK

**LUMICOR**

**Distributeur Exclusif France**

33 Quai Arloing - CS 10306 - 69337 Lyon Cedex 09 - Tél. : 04 72 78 30 85 - Email : [contact@lumicor.fr](mailto:contact@lumicor.fr)