

MY SCULPT

RÉDUIT SIMULTANÉMENT LA GRAISSE
TOUT EN AUGMENTANT LA MASSE
MUSCULAIRE, SANS CHIRURGIE

- 2 modes : intelligent et expert
- Des fréquences et des intensités modulables
- Pas de consommable
- Sans effort
- Main libre
- Des avantages visibles en une séance
- Pas d'éviction sociale
- Traitement réalisable toute l'année
- Patients de tous âges



NOUVELLE TECHNOLOGIE

DÉCOUVREZ L'ALLIANCE DE
DEUX TECHNOLOGIES :
ÉMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
ET RADIOFRÉQUENCE, **POUR
UN CORPS RAFFERMI ET
REMODELÉ.**



Rapide



Non invasif



Efficace

LE PRINCIPE

TECHNIQUE 2 EN 1

- Emissions électromagnétiques focalisées à haute énergie (technologie HIFEM) et émissions neuro-musculaires provoquant la production d'une grande quantité de contractions musculaires supra maximales conduisant au renforcement et à la croissance musculaire.
- Obtention d'une hyperplasie (augmentation du nombre de fibres) + une hypertrophie musculaire (augmentation du volume).
- L'énergie de radiofréquence est utilisée pour augmenter la température des tissus adipeux entraînant des dommages induits par la chaleur des cellules graisseuses.

DES EFFETS COMBINÉS POUR 3 FONCTIONS



Renforcement musculaire

Contraction de 90% des fibrilles musculaires (contre 50% en situation normale) 30 min de traitement équivaut à 20 000 contractions supra maximales soit environ 1 000 contractions en quelques secondes.



Réduction des graisses

Activation de la circulation sanguine et réchauffement des cellules des couches profondes pour une diminution de la graisse sous-cutanée.



Rajeunissement de la peau

Stimulation et régénération du collagène.

Par exemple :

Dans le cadre d'un traitement localisé sur l'abdomen **MY SCULPT** agit sur les grands droits, le traverse et les obliques tout en réduisant la graisse sous cutanée :

- 👍 30% de réduction de la couche de graisse sous-cutanée
- 👍 25% d'augmentation de la masse musculaire
- 👍 Sensation similaire à une séance intense d'exercice de type gainage
- 👍 19% d'amélioration de la séparation abdominale
- 👍 Tour de taille réduit



SIMPLICITÉ DE LA PRISE EN MAIN

PROFILS CONCERNÉS

MYSCULPT c'est un traitement complet pour les hommes et les femmes.

Indications :

- ✓ **Maintien musculaire**
- ✓ **Fonte musculaire des personnes âgées**
- ✓ **Rééducation musculaire à la suite d'une longue immobilisation corporelle**
- ✓ **Relâchement cutané**
- ✓ **Réparation post-accouchement**
- ✓ **Muscles redessinés, amas graisseux éliminés**
- ✓ **Fessiers plus galbés**
- ✓ **Bras et cuisses raffermis et redessinés**

4 PIÈCES À MAIN 2 EN 1

La première pièce à main qui émet simultanément une radiofréquence et une impulsion électromagnétique hautement focalisée pour un traitement tout en précision.

- 2 pièces à main incurvées, adaptées pour les bras et les jambes
- 2 grandes pièces à main plates pour un travail sur les abdos et les fessiers



EN COMBIEN DE SÉANCES ?

6 séances de 30 min espacées de 3 à 4 jours +
1 séance d'entretien tous les 3 mois.



Résultats visibles dès la fin du traitement puis amélioration progressive dans les semaines qui suivent jusqu' à 4 semaines après la dernière séance.



MY SCULPT

Une technologie non invasive
aux résultats durables

4 SÉANCES DE 30 MIN =
6 MOIS D'ENTRAÎNEMENT
INTENSIF



LUMICOR
33 quai Arloing - CS 10306
69337 Lyon cedex 09
Tél : +33 (0)4 72 78 30 85
Email : contact@lumicor.fr
Site web : www.lumicor.fr