



MY SCULPT

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

L'ALLIANCE DE DEUX TECHNOLOGIES :
**ÉMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
ET RADIOFRÉQUENCE.**

UN CORPS RAFFERMI ET REMODELÉ :

- ✓ MAINTIEN MUSCULAIRE
- ✓ FONTE MUSCULAIRE DES PERSONNES ÂGÉES
- ✓ RENFORCEMENT MUSCULAIRE
- ✓ MUSCLES REDESSINÉS
- ✓ AMAS GRAISSEUX ÉLIMINÉS
- ✓ FESSIER PLUS GALBÉ



Matériel à visée esthétique



Rapide



Non invasif



Sans effort



Sans éviction
sociale



Homme / Femme



LE PRINCIPE

TECHNIQUE 2 EN 1

- Emissions électromagnétiques focalisées à haute énergie , combinées à des stimulations neuro-musculaires, induisant une production intensive de contractions musculaires supra maximales, conduisant au renforcement et au développement musculaire.
- Obtention d'une hyperplasie (**augmentation du nombre de fibres**) + une hypertrophie musculaire (**augmentation du volume**).
- L'Energie de radiofréquence est utilisée pour augmenter la température des tissus adipeux entraînant des dommages induits par la chaleur des cellules graisseuses.

EFFETS COMBINÉS POUR 3 FONCTIONS



Renforcement musculaire

Contraction de 90% des fibrilles musculaires (contre 50% en situation normale) 30 min de séance équivaut à 20 000 contractions supra maximales soit environ 1 000 contractions en quelques secondes.



Réduction des graisses

Activation de la circulation sanguine et réchauffement des cellules des couches profondes pour une diminution de la graisse sous-cutanée.



Rajeunissement de la peau

Stimulation et régénération du collagène.

Par exemple :

Dans le cadre d'un traitement localisé sur l'abdomen **MySCULPT** agit sur les grands droits, le traverse et les obliques tout en réduisant la graisse sous cutanée ce qui induit :

- 👍 30% de réduction de la couche de graisse sous-cutanée
- 👍 25% d'augmentation de la masse musculaire
- 👍 Sensation similaire à une séance intense d'exercice de type gainage
- 👍 19% d'amélioration de la séparation abdominale
- 👍 Tour de taille réduit



SIMPLICITÉ DE LA PRISE EN MAIN

RÉDUIT SIMULTANÉMENT LA GRAISSE TOUT EN AUGMENTANT LA MASSE MUSCULAIRE, SANS CHIRURGIE

Destiné aussi bien aux hommes qu'aux femmes jeunes et moins jeunes.



2 modes : intelligent et expert



Patients de tous âges, sans effort



Fréquences et intensités modulables



Toute l'année



Pas de consommable



Opérateur indépendant

4 PIÈCES À MAIN 2 EN 1

Pièce à main combinant simultanément l'émission de radiofréquences et d'impulsions électromagnétiques hautement focalisées, offrant un traitement d'une grande précision.

- **2 pièces à main incurvées** : pour les bras et les jambes
- **2 pièces à main plates** : pour les abdos et le fessier



COMBIEN DE SÉANCES ?

6 séances de 30 min tous les 3 à 4 jours
+ 1 séance d'entretien tous les 3 mois.

Résultats visibles dès la fin du soin, avec une amélioration progressive dans les semaines suivantes, jusqu'à 4 semaines après la dernière séance.



MY SCULPT

Une technologie non invasive
aux résultats durables

4 SÉANCES DE 30 MIN =
6 MOIS D'ENTRAÎNEMENT
INTENSIF

LES BONNES RAISONS DE CHOISIR **LUMICOR** :

- Une rentabilité immédiate.
- Une équipe professionnelle avec des médecins spécialisés.
- Des séminaires et des formations.
- Une communication prête à l'emploi pour toutes nos solutions.
- Des techniques High-tech et performantes sélectionnées et certifiées.
- Des formations aux techniques applicables en cabinet.
- Un service après-vente intégré et efficace.
- Une entreprise française basée à Lyon.



LUMICOR
33 quai Arloing - CS 10306
69337 Lyon cedex 09
+33 (0)4 72 78 30 85
contact@lumicor.fr
www.lumicor.fr