

MY COOL 360

- 4 cryodes : 11 embouts interchangeables, dont 7 tailles différentes, afin de s'adapter avec précision à toutes les zones du corps
- Réduction des amas graisseux localisés , y compris du double menton
- Refroidissement progressif de la zone ciblée jusqu'à -5°C
- Fonctionnement simultané des 4 cryodes

CRYOLIPOLYSE

MÉTHODE DE
LIPORÉDUCTION
SÉLECTIVE COMBINANT
REFROIDISSEMENT CONSTANT
ET ASSOUPPLISSEMENT DES
TISSUS AFIN DE FAVORISER
LA RÉDUCTION DES AMAS
GRAISSEUX LOCALISÉS.



Rapide



Non invasif



Résultats
progressifs et
durables



MATÉRIEL À VISÉE ESTHÉTIQUE

TECHNIQUE

La cryolipolyse **MyCOOL 360** repose sur l'application d'un froid contrôlé sur une zone grasseuse localisée. Ce refroidissement cible les adipocytes et favorise leur élimination progressive par les voies naturelles de l'organisme.

MODE D'ACTION



ASPIRATION

4 applicateurs peuvent fonctionner en même temps.



CHOC THERMIQUE

Mode de préchauffage innovant qui favorise la microcirculation et stimule le métabolisme.



EXPOSITION AU FROID

Applicateur de cristallisation ergonomique à 360°. Stabilisation contrôlée de la température jusqu'à -5°C.

Jusqu'à 4 applicateurs appelés « cryodes » sont positionnés sur la partie du corps à cibler. Après une **phase d'aspiration** de la zone, une **phase de préchauffage** homogène prépare les tissus et optimise l'action du soin.

La **phase de chauffe** laisse ensuite place au **refroidissement** contrôlé en quelques minutes. Sous l'effet du **choc thermique**, les cellules grasses se cristallisent et **sont éliminées naturellement par le système lymphatique** dans les semaines suivant la séance.

SÉANCE RAPIDE
40 MINUTES

RÉSULTATS VISIBLES
8 À 12 SEMAINES
APRÈS LA 1^{ÈRE} SÉANCE


TECHNOLOGIE



4 cryodes pouvant accueillir 11 embouts interchangeables, dont 7 tailles différentes afin de s'adapter précisément aux zones du corps pour une prise en charge précise et personnalisée.

Les applicateurs sont ergonomiques et s'orientent jusqu'à 360°.

La température est contrôlée et stabilisée pendant toute la séance.



Zones concernées :

Double menton

Ceinture abdominale

Hanches

Cuisses

Genoux

Intérieur des bras

Culotte de cheval et poignées d'amour



LES BONNES RAISONS DE CHOISIR LUMICOR :

- Un camion de présentation de nos technologies sur les routes de France.
- L'expertise d'une équipe de professionnels et de médecins spécialisés.
- Des technologies de pointe, performantes, sélectionnées et certifiées.
- Une communication prête à l'emploi pour toutes nos technologies.
- Une rentabilité immédiate à partir d'un système de location.
- Des formations aux techniques applicables en cabinet.
- Un service après-vente intégré et efficace.
- Une entreprise française basée à Lyon.
- Des séminaires, des formations.

MY COOL 360



LUMICOR

33 quai Arloing - CS 10306
69337 Lyon cedex 09
+33 (0)4 72 78 30 85
contact@lumicor.fr
www.lumicor.fr