



MY SCULPT

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

L'ALLIANCE DE DEUX TECHNOLOGIES :
ÉMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
ET RADIOFRÉQUENCE.

UN CORPS RAFFERMI ET REMODELÉ :

- ✓ MUSCLES REDESSINÉS
- ✓ MAINTIEN MUSCULAIRE
- ✓ RENFORCEMENT MUSCULAIRE
- ✓ FESSIER PLUS TONIQUE ET GALBÉ
- ✓ RÉDUCTION DES AMAS GRAISSEUX
- ✓ AIDE AU MAINTIEN DU TONUS LIÉ À L'ÂGE



MATÉRIEL À VISÉE ESTHÉTIQUE



Rapide



Non invasif



Sans effort



Sans éviction
sociale



Femme
& Homme



PRINCIPE

TECHNIQUE 2 EN 1

- Les **ondes électromagnétiques** provoquent des contractions musculaires involontaires dans un objectif esthétique de tonification.
- La **radiofréquence** génère une chaleur contrôlée visant à améliorer l'aspect cutané et le raffermissement esthétique de la zone concernée.
- Les sensations ressenties peuvent être comparables à celles d'un effort musculaire intense.

EFFETS COMBINÉS POUR 3 FONCTIONS



RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Contraction à 90 % des fibres musculaires (50 % en situation normale). Une séance de 30 min correspond à 20 000 contractions supramaximales soit environ 1000 contractions en quelques secondes.



RÉDUCTION DES GRAISSES

Activation de la circulation sanguine et **échauffement** des cellules des couches profondes favorisant la réduction de la graisse sous-cutanée, grâce à la **radiofréquence intégrée** dans le dispositif.




RAJEUNISSEMENT DE LA PEAU

Stimulation et **régénération** du collagène.

Par exemple :

Dans le cadre d'un soin localisé sur l'abdomen, **MySCULPT** agit sur les grands droits, le traverse et les obliques tout en réduisant la graisse sous-cutanée ce qui induit :

- 👍 Sensation similaire à une séance intense d'exercice de type gainage.
- 👍 Jusqu'à **30 %** de réduction de la couche de graisse sous-cutanée.
- 👍 Jusqu'à **19 %** d'amélioration de la séparation abdominale.
- 👍 Jusqu'à **25 %** d'augmentation de la masse musculaire.
- 👍 Réduction du tour de taille.



SIMPLICITÉ DE LA PRISE EN MAIN

ASSOCIE RÉDUCTION DES GRAISSES ET RENFORCEMENT MUSCULAIRE, SANS CHIRURGIE.

Convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes, quel que soit l'âge.



2 modes : intelligent et expert



Adaptés à tous les âges, sans effort



Fréquences et intensités modulables



Toute l'année



Pas de consommable



Opérateur indépendant

4 PIÈCES À MAIN 2 EN 1

Pièces à main **combinant simultanément l'émission de radiofréquences et d'impulsions électromagnétiques** hautement focalisées, offrant une prise en charge précise et ciblée.

- **2 pièces à main incurvées** : pour les bras et les jambes.
- **2 pièces à main plates** : pour l'abdomen et les fessiers.



COMBIEN DE SÉANCES ?

8 à 10 séances de 30 min, tous les 3 à 4 jours
+ 1 séance d'entretien tous les 3 mois.

Des résultats peuvent être observés dès les premières séances, avec une amélioration progressive dans les semaines qui suivent, jusqu'à 4 semaines après la dernière séance.



MY SCULPT

Une technologie non invasive
aux résultats durables

4 SÉANCES DE 30 MIN =
6 MOIS D'ENTRAÎNEMENT
INTENSIF

LES BONNES RAISONS DE CHOISIR **LUMICOR** :

- L'expertise d'une équipe de professionnels et de médecins spécialisés.
- Un camion de présentation de nos technologies sur les routes de France.
- Des technologies de pointe, performantes, sélectionnées et certifiées.
- Une communication prête à l'emploi pour toutes nos technologies.
- Une rentabilité immédiate à partir d'un système de location.
- Des formations aux techniques applicables en cabinet.
- Un service après-vente intégré et efficace.
- Une entreprise française basée à Lyon.
- Des séminaires, des formations.



LUMICOR

33 quai Arloing - CS 10306
69337 Lyon cedex 09
+33 (0)4 72 78 30 85
contact@lumicor.fr
www.lumicor.fr